

Utilisation

- Destinés à la **logistique pharmaceutique et vétérinaire**

- des **briquettes réfrigérantes Froid « positif »** plateau de restitution à +0.3°C, pour les produits médicaux
- Adaptés pour les **expéditions par messagerie Express sur 24 heures maximum**

Informations détaillées :

Caractéristiques Techniques :

Réalisé en **mousse à métallisation externe et interne**

(*Mousse extrudée à cellules fermées de 35 kg/m³ métallisée double face*)

Métallisation externe : réflexion optimale des calories du milieu ambiant

Métallisation interne : réflexion du froid à l'intérieur de l'habillage

Cette mousse de 3 m/m est équivalente à 24 mm de polystyrène expansé

Fermeture :

L'étanchéité de cet emballage isotherme est réalisée grâce à sa **fermeture à double pli**

Formats :

Format à plat	Format en volume	Litrage	Quantité minimale
350 x 490 mm	200 x 150 x 220 mm	6 L	1 carton soit 125 habillages
430 x 530 mm	220 x 210 x 170 mm	7,5L	1 carton soit 110 habillages
550 x 560 mm	300 x 250 x 200 mm	15 L	1 carton soit 85 habillages
550 x 650 mm	350 x 200 x 300 mm	21 L	1 carton soit 70 habillages
620 x 750 mm	350 x 270 x 300 mm	28 L	1 box soit 170 habillages
	Semi sur mesure		à partir de 500 habillages
	Sur mesure		à partir de 5000 m ² de mousse à extruder

Cet emballage prend très peu de place au stockage (un carton 600 x 560 x 660 contient entre 70 et 125 habillages en fonction du format). Sa mise en forme s'effectue de manière simple. Il peut être réutilisé jusqu'à 8 fois.